

КОЛДІСЕПТ

НАНОСІЛЬВЕР



Спрей для горла

Медичний виріб

Інструкція для застосування

Медичний виріб у вигляді спрею для горла для підтримуючого лікування запалення горла, викликаного бактеріальними та вірусними інфекціями.

Колдісепт наноСільвер спрей для горла створює захисний шар на слизовій оболонці горла, захищаючи її від фізичних, хімічних та біологічних факторів.

Колдісепт наноСільвер спрей для горла допомагає усунути дискомфорт за рахунок зволоження сухої слизової оболонки горла, тим самим значно зменшуючи симптоми запалення, такі як біль та печіння. Медичний виріб утворює шар гелю, який захищає слизові оболонки порожнини рота і горла від бактерій і вірусів.

Водний розчин мінеральних солей натрію, калію, кальцію та магнію, які входять до складу препарату, очищає горло, зменшує набряк слизової оболонки горла та носа і підтримує регенерацію подразнених слизових оболонок.

Спрей містить наночастинки срібла, які обмежують зростання бактерій. Масло м'яти перцевої допомагає очистити носові ходи, полегшує кашель та покращує комфорт при диханні.

Склад: вода очищена, наноколоїдне срібло, екстракт ірландського моху, сорбітол, гліцерин, мінеральні солі, масло м'яти перцевої, натрію бензоат, лимонна кислота.

Призначений до використання:

Колдісепт наноСільвер Спрей для горла є ефективним медичним виробом для підтримуючого лікування:

- запалення слизових оболонок порожнини рота та горла;
- запалення мигдаликів;
- стани після видалення мигдаликів.

Використання та дозування:

Використовуйте медичний виріб 3-4 рази на день відповідно до індивідуальних потреб.

Перед першим використанням натисніть на дозатор декілька разів.

Помістіть кінчик аплікатора якомога глибше в рот та розпилюйте безпосередньо на запалену ділянку горла.

Вприсніть 3-4 дози (натискань на насос аплікатора).

Побічні ефекти:

Побічні ефекти після використання медичного виробу невідомі, проте у людей з підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції. При виникненні алергічної реакції слід припинити застосування медичного виробу.

Додаткова інформація та протипоказання:

Не використовуйте медичний виріб у разі наявності у вас алергії на будь-який з його інгредієнтів або алергії на срібло.

Уникайте випадкового потрапляння в очі.

Припиніть використання медичного виробу в разі виникнення будь-яких симптомів.

Вагітним жінкам і дітям у віці до 6 років рекомендується використовувати медичний виріб тільки під наглядом лікаря.

Спрей можна використовувати протягом тривалого часу без ризику виникнення звикання, побічних ефектів або ускладнень.

При виникненні небажаних явищ, пов'язаних із застосуванням медичного виробу, слід повідомляти інформацію виробнику або уповноваженому представнику.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25 °C, в сухому, недоступному для дітей місці.








Термін придатності: 3 роки.

Не використовуйте після закінчення терміну придатності.


Упаковка: по 20 мл (ml) (200 доз) у флаконі з насосом-дозатором та апплікатором.

Дотримуйтесь правил, які викладені в Інструкції для застосування.

Пояснення символів, зазначених на упаковці

	Ознайомтесь з інструкцією для застосування
	Використати до
	Знак Європейської відповідності
	Виробник
	Номер партії
	Знак відповідності технічним регламентам
	Температурне обмеження

Дата останнього перегляду: 10.02.2021

 **Виробник:**
АРКОНА Лабораторія
Стоматологічної Фармакології
Гжегожа Калбарчика
Насутув 99C, 21-025
Немце, Польща.

ARKONA Laboratorium
Farmakologii Stomatologicznej
Nasutów 99C, 21-025
Niemce, Poland.



Вироблено в ЄС для
Альпен Фарма АГ,
Берн, Швейцарія



Уповноважений представник
в Україні: ПрАТ «Натурфарм» Україна,
04075 Київ, Пуща-Водиця,
вул. Лісна, 30-А, телефон (044) 401-81-03.